





РАСТВОРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ОЧИСТКИ МКЛ

Daily Cleaner		SAUFLON /АНГЛИЯ/
	<p>Назначение</p> <p>Состав</p> <p>Время обработки</p> <p>Упаковка</p> <p>Примечание</p>	<p>Для ежедневной глубокой очистки всех типов МКЛ</p> <p>ПАВ, ЭДТА, хлорид натрия. Не содержит консервантов</p> <p>Минимальное 15-20 секунд (с трением пальцами)</p> <p>20 мл, 60 мл</p> <p>После очистки необходимо продезинфицировать линзы обычным способом.</p>
Sauflon 7		SAUFLON /АНГЛИЯ/
	<p>Назначение</p> <p>Состав</p> <p>Время обработки</p> <p>Упаковка</p> <p>Примечание</p>	<p>Освежитель, повышение комфорта ношения МКЛ, срочная дезинфекция, хранение, очистка, споласкивание</p> <p>Полигексанид 0,00008%, ЭДТА, хлорид натрия, смазывающий агент</p> <p>Минимальное 15-20 секунд (с трением пальцами)</p> <p>60 мл</p> <p>Хранение линз в закрытом контейнере без замены раствора до 7 суток.</p>
Ликонтин-С		МЕДСТАР /РОССИЯ, ВОЛГОГРАД/
	<p>Назначение</p> <p>Состав</p> <p>Время обработки</p> <p>Упаковка</p> <p>Примечание</p>	<p>Раствор для ежедневной поверхностной очистки всех типов КЛ</p> <p>Хлоргексидин 0,002%, моющий и очищающий агент, ЭДТА, боратный буфер</p> <p>15-30 секунд на каждую сторону (с трением пальцем)</p> <p>18 мл</p> <p>Раствор является дополнением к МФР для более полного удаления отложений с поверхности линз. После очистки с помощью Ликонтин-С линзы следует обязательно промыть МФР. Дезинфицирование линз проводится с помощью других средств.</p>
Ликонтин-Ф		МЕДСТАР /РОССИЯ, ВОЛГОГРАД/
	<p>Назначение</p> <p>Состав</p> <p>Время обработки</p> <p>Упаковка</p> <p>Примечание</p>	<p>Ферментный очиститель для ежедневного удаления протеиновых отложений</p> <p>Панкреатин, хлоргексидин 0,002%, специальная стабилизирующая композиция, хлорид натрия, боратный буфер, ЭДТА</p> <p>Минимальное 2-9 часов</p> <p>5 мл</p> <p>По ферментной активности 5 капель заменяют 1 ферментную таблетку. Избегать попадания раствора в глаза.</p>