

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

| ОПТИ-ФРИ Реплениш (Opti-Free RepleniSH) | | ALCON /США/ |
|---|-------------------------------|---|
|  | Назначение | Дезинфицирование, очистка, споласкивание, увлажнение, хранение всех типов МКЛ, включая силикон-гидрогелевые линзы |
| | Состав | Polyquad (поликватерниум-1) 0,001%, ALDOX (амидоамин) 0,0005%, хлорид натрия, цитрат натрия, пропиленгликоль, борная кислота, увлажняющая система TEARGLYDE (Tetronic 1304, нонаноил-этилен-диамино-триуксусная кислота) |
| | Опция No Rub | Есть |
| | Время дезинфицирования | Минимальное 6 часов |
| | Упаковка | 60 мл, 90 мл, 300 мл |
| | Примечание | Хранение линз в закрытом контейнере без замены раствора до 30 суток. |
| ОПТИ-ФРИ Экспресс (Opti-Free Express) | | ALCON /США/ |
|  | Назначение | Дезинфицирование, очистка, споласкивание, увлажнение, хранение всех типов МКЛ, включая силикон-гидрогелевые линзы |
| | Состав | Polyquad (поликватерниум-1) 0,001%, ALDOX (амидоамин) 0,0005%, ЭДТА 0,05%, хлорид натрия, цитрат натрия, сорбит, борная кислота, аминокетилпропанол, Tetronic 1304 |
| | Опция No Rub | Есть |
| | Время дезинфицирования | Минимальное 6 часов |
| | Упаковка | 60 мл, 120 мл, 355 мл |
| | Примечание | Хранение линз в закрытом контейнере без замены раствора до 30 суток. |
| Complete Easy Rub | | AMO (ABBOTT MEDICAL OPTICS) /ИРЛАНДИЯ/ |
|  | Назначение | Дезинфицирование, очистка, споласкивание, хранение |
| | Состав | PHMB (полигексаметилен бигуанид) 0,0001%, полоксамер 237 0,05%, ЭДТА 0,02%, фосфат натрия, хлорид натрия, хлорид калия |
| | Опция No Rub | Нет |
| | Время дезинфицирования | Минимальное 6 часов |
| | Упаковка | 60 мл, 240 мл, 360 мл |
| | Примечание | Хранение линз в закрытом контейнере без замены раствора до 30 суток. |
| Aqua Soft 1Day | | AVIZOR INTERNATIONAL /ИСПАНИЯ/ |
|  | Назначение | Дезинфицирование, очистка, удаление протеиновых и липидных отложений, споласкивание, хранение, смачивание |
| | Состав | Полигексанид 0,0001%, полоксамер 0,25%, ЭДТА 0,1%, PVP (поливинилпирролидон, повидон) 0,05%, боратный буфер |
| | Опция No Rub | Нет |
| | Время дезинфицирования | Минимальное 4 часа |
| | Упаковка | 10 мл x 5 |
| | Примечание | Практичная гигиеничная упаковка |